


NEXOPART UWL 400 H

Für die Trockensiebung mit Holzrandsiebe




NEXOPART UWL 400 H:

Die 3D Laborsiebmaschine für bis zu 20kg Siebgutaufgabe.

NEXOPART

simplicity for your lab



Produkteigenschaften

ANTRIEB/STEUERUNG

- Zwei Drehstrom-Unwuchtmotoren
- Zwangsgesteuerte dreidimensionale Siebbewegung
- Separates Steuergerät, an der Wand fixierbar
- 1.500 Schwingungen pro Minute (ca. 25 Hertz)
- Kalibriertes Messinstrument nach ISO 9001

GEHÄUSE

- Grundplatte aus stabilem Stahlguss
- Verkleidung aus hochwertigem Blech
- Schwingteller aus Alu-Guss

DESIGN

- Robuste und solide Form

BEDIENBARKEIT

- Plug and Play

ZERTIFIKATE

- Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach DIN EN 10 204 gegen Gebühr
- IQ/OQ-Dokumentation gegen Gebühr

Siebbeladung

Sieb Ø	Nutzhöhe	Adapterset	max. Siebanzahl
203	50	205323386	15
203	32	205323386	23
200	50	205323386	15
200	32	205323386	23
250	55	206829504	13
300	60		13
300	30		25
305	60		13
315	75		11
350	60		13
400	65		13
450	70		10

NEXOPART

simplicity for your lab

TECHNISCHE DATEN AUF EINEN BLICK.

	UWL 400 T und H	UWL 400 N
Analyseverfahren	Siebung	Siebung
Messbereich	20 µm – 125 mm	20 µm – 125 mm
max. Siebgutaufgabe	ca. 20 kg	ca. 20 kg
Siebturmgewicht	max. 50 kg	max. 50 kg
Siebmaße	300 mm x 300 mm, 500 mm x 500 mm (H) 200 mm – 400 mm* (T)	200 mm – 400 mm*
Trockensiebung	ja	ja
Nasssiebung	nein	ja
Netzspannung	200 – 240 V, 50 – 60 Hz	200 – 240 V, 50 – 60 Hz
Timer	0–599 Minuten / Dauerbetrieb	0–599 Minuten / Dauerbetrieb
Betriebsart	kontinuierlich	kontinuierlich
Kalibrierbares Prüfmittel	ja, nach ISO 9001	ja, nach ISO 9001
Schnittstelle	nein	nein
Abmessung B x T x H	600 x 600 x 1420 mm	600 x 600 x 1420 mm
Größe	190 kg, netto	190 kg, netto
Farbe	RAL 9003, signalweiß	RAL 9003, signalweiß
Bestellnummer	205323133 H (Spannsystem für Holzsiebe) 205323102 T (Classic) 205322846 T (NEXOPART TwinNut)	205323140 (Classic) 205322853 (NEXOPART TwinNut)

*Sie können auch 450 mm Siebe verwenden, in diesem Fall müssen Sie bitte noch eine Aufnahmevorrichtung (206515841) dazu bestellen.

NEXOPART GmbH & Co. KG

A Haver & Boecker and Hosokawa Alpine Company

Ennigerloher Str. 64
59302 Oelde
Germany

sales@nexopart.com
www.nexopart.com

DB 45 D 02 122025 UWL 400 H PDF NEXOPART*.

Jede Art der Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung.
Als innovatives Unternehmen schützt Nexopart* sein geistiges Eigentum. Das Knowhow NEXOPART* ist durch folgende Schutzrechte geschützt: Wortmarke NEXOPART in dem Schutzraum DE (30 2022 110 345), IR UK (WO0000001740397), IR EU (1740397) und IR US (7,525,699).
W.S. TYLER® und RO-TAP® sind Marken und eingetragene Marken der Haver Tyler Corporation.
Fotos: Walkenhorst

