

Zubehör

Zusatzrüstung

Alle CRUMA Gasfilterabzüge sind mit zwei Öffnungen in der Rückwand ausgestattet, um eine externe Versorgung des Arbeitsplatzes mit Wasser, Gas, Vakuum und Strom zu ermöglichen. Aus Sicherheitsgründen befindet sich innerhalb der Vitrine keine Steckdose.

Zusätzlich können Gasfilterabzüge mit folgender Zusatzausrüstung ausgestattet werden:

- Gas-, Wasser- und Vakuumeinlässe
- Porzellanbecken



Versorgungsöffnungen



Externe Einlässe mit Hahn

Folgende externe Einlässe mit Hahn können auf Wunsch bei Bestellung in der Rückwand montiert werden:

- Wasser
- Gas
- Vakuum



Porzellanbecken

Bei Anwendungen mit häufigem Gebrauch des Wassereinlasses bieten wir Ihnen die Montage eines Porzellanbeckens an, das genau unter dem Wasserhahn in die Arbeitsfläche integriert wird.